

## DNA碱性转移缓冲液

产品货号: T11013

产品规格: 500ml

### 产品简介:

DNA碱性转移缓冲液由氯化钠、氢氧化钠等组成, 主要用于将DNA碱性转移至尼龙膜上。

### 产品组成:

| 名称         | 规格    | 保存条件 |
|------------|-------|------|
| DNA碱性转移缓冲液 | 500ml | 室温   |

### 操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>