

## TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液(20×, pH=8.3)

产品货号: T15203

产品规格: 500ml

### 产品简介:

TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液(20×, pH=8.3)由TEA、Tricine、SDS等组成,用于分离蛋白和多肽,尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽,其在25℃的pH值接近8.3,使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至1×后使用。其中TEA特指三乙醇胺。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液(20×, pH=8.3)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后,在电泳装置内加入TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液,装配。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>