

碱性磷酸酶缓冲液(pH=9.5)

产品货号: T11051

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

生物素标记探针的可检出性在于每kb碱基中渗入的生物素分子数, 可通过比色法检测。碱性磷酸酶缓冲液(pH=9.5)由100mM NaCl、100mM Tris以及微量Mg²⁺组成, 经无菌处理, 可用于上述实验过程中漂洗硝酸纤维素膜或尼龙膜。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
碱性磷酸酶缓冲液(pH=9.5)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作或参考如下步骤操作。
2. 封闭后漂洗时, 用 200ml 碱性磷酸酶缓冲液(pH7.5)漂洗膜 2 次, 每次 15min 后, 再用 200ml 碱性磷酸酶缓冲液(pH9.5), 轻微漂洗 10min。
3. 采用 NBT/BICIP 法检测。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com