

双组分 TMB 显色液

产品货号: R21969

产品规格: 2×50ml/2×100ml/2×500ml

产品简介:

目前酶免疫分析 (EIA) 技术, 已被广泛应用于抗原, 半抗原或抗体的定量或定性检测分析。辣根过氧化物酶 (HRP) 及其偶联物是酶联免疫分析技术中常用的一种酶, 由于 3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺 (TMB) 在 HRP 的显色反应体系中, 比其它色原具有更高的灵敏度且无致癌性而被广泛应用。TMB 主要应用于酶联免疫吸附实验 (ELISA), 免疫斑点杂交或者免疫组化以及氯和过氧化氢的检测分析。为了满足不同的试剂盒产品研发与生产以及科研需求, 本公司专门研制了针对不同类型的基于 HRP 的免疫分析用 TMB 显色液。外观与结构: 显色液 A 应为无色或淡黄色透明液体, 显色液 B 应为无色透明液体。均无沉淀、颗粒及絮状物。用于酶联免疫实验中的显色阶段: 可于样本反应, 生成深蓝色产物。

使用方法:

1. 加液: 待样品孔中加完 HRP 结合物并孵育一定时间后, 用适当洗涤液洗板 3-5 次, 每孔加底物显色液 A、显色液 B 各 50ul (A、B 液先混合再加入孔中), 轻轻混匀, 根据个人实验需要, 在室温 (15-25℃) 或 37℃ 下避光温育 10-30 分钟或更长时间, 直至显色至预期深浅。
2. 终止: 每孔加入等体积的 1M 盐酸或硫酸溶液终止反应, 孔中反应液由蓝色变为黄色。
3. 读数: 终止反应后 15 分钟内在 450nm 处测定各孔溶液的吸光值。
4. 对照: 空白对照不加 HRP 标记的抗体/抗原和阴性对照结果应无色。阳性对照及加 HRP 标记的抗体/抗原产生深蓝色产物。
5. 注意: 如果出现高的反应背景或沉淀, 表明 TMB 底物反应过于强烈。为了避免产生沉淀, 可在终止后马上读数; 或者进一步稀释一抗和/或 HRP 结合物。

注意事项:

1. 实验用品应该专一, 避免交叉污染。
2. TMB 对人体有刺激性, 请注意适当防护。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作

保存条件:

2-8℃ 避光保存, 有效期 1 年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>