

Taq稀释缓冲液

产品货号: T11082

产品规格: 100ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为121.14, 在25°C下pKa为8.1, Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。Taq稀释缓冲液由10mM Tris-HCl缓冲液(pH8.8)、50mM KCl以及NP40组成, 用于稀释Taq酶。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Taq稀释缓冲液	100ml	4°C

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意避免反复冻融, 否则效率容易下降。
2. 并且避免微生物污染。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>