

HEPES裂解缓冲液

产品货号: T10152

产品规格: 100ml

产品简介:

为了分离酵母亚细胞组分, 细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小, 粗略的将他们分开, 获得较多的细胞器或膜成分, 并去除多余组分或减少样品体积。

尚宝生物 HEPES裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、100 mM山梨醇、2mM EDTA组成, 高压灭菌, 用于裂解原生质体, 获得亚细胞组分。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
HEPES 裂解缓冲液	100ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>