

## 乙酸-EDTA缓冲液(pH=5.5)

产品货号: T16360

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 乙酸-EDTA缓冲液(pH5.5)由EDTA、NaAc等组成, pH值为5.5, 可用于细胞培养等用途。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
乙酸-EDTA 缓冲液(pH5.5)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 密闭保存, 一旦开启, 尽快用完。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>