

亮绿SF染色液（1%）

产品货号：R23087

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

亮绿 SF(Light green SF yellowish)又称亮绿SF(淡黄)、亮绿2G、亮绿S、酸性绿等，分子量为792.84，易溶于水呈绿色溶液。尚宝生物 亮绿SF染色液(1%)主要由亮绿SF、磷酸盐、去离子水等组成，根据不同组织染色而异。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
亮绿SF染色液(1%)	100ml/500ml	室温，避光

操作步骤（仅供参考）：

1、按实验具体要求操作。一般染色1~3min，根据不同组织染色而异。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>