

DNA保存液

产品货号：T11008

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

DNA保存液由Tris、EDTA、防腐剂等组成，可以螯合金属离子，这样就大大减少金属离子破坏DNA的能力，该试剂经无菌处理，不仅适用于保护溶液的DNA，亦可用于保护组织样本中的DNA。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
DNA保存液	100ml/500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作，一般按保存液:DNA 样本=1:9，4℃保存。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>