

变性鲑鱼精DNA（10mg/ml）

产品货号：T11005

产品规格：1ml/5ml

产品简介：

变性鲑鱼精DNA溶液(10mg/ml)是经热变性处理的单链鲑鱼精DNA溶液，可用于Southern、Northern等核酸杂交中，还可用于酵母化学转化和电转化。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
变性鲑鱼精DNA（10mg/ml）	1ml/5ml	-20℃

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作，稀释到所需浓度使用。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>