

抗体储存液

产品货号: T15151

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要, IgG是最稳定的球蛋白之一, 通常在pH5~9、浓度小于20mg/ml的缓冲液中最稳定。尚宝生物 抗体储存液由磷酸盐、防腐剂、保护剂等组成, pH=7.2, 可用于常规抗体的保存。

产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
抗体储存液	100ml/500ml	4℃

操作步骤 (仅供参考) :

1. 制备好的抗体充分溶解于抗体储存液后, 4℃保存1年, -20℃保存2年或更长时间。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>