

Tris-磷酸电泳缓冲液（10×TPE，RNase free）

产品货号：T11087

产品规格：500ml

产品简介：

Tris-磷酸电泳缓冲液简称TPE，1×TPE工作液中含有90mM Tris-磷酸、2mM EDTA。尚宝生物Tris-磷酸电泳缓冲液是10倍浓缩的TPE，主要由900mM Tris-硼酸，20mM EDTA等组成，经DEPC处理，无RNase。使用时需用DEPC处理水稀释为1×TPE后使用。

产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
Tris-磷酸电泳缓冲液（10×TPE，RNase free）	500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 用 DEPC 处理水至 1×后使用。

注意事项：

1. 注意避免核酸酶污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>