

## Tris-EDTA缓冲液（10×TE，pH=7.6）

产品货号：T11092

产品规格：500ml

### 产品简介：

Tris-EDTA缓冲液简称TE，即Tris-EDTA buffer(10mM Tris，1mM EDTA pH7.6)，用于溶解DNA、保存DNA等，是常用分子生物学试剂。其主要原理是溶液中的金属离子容易破坏DNA，而EDTA可以螯合金属离子以达到保护DNA的目的。该试剂为10×的浓缩液，经高压灭菌处理。

### 产品组成：

| 试剂名称                        | 规格    | 保存条件 |
|-----------------------------|-------|------|
| Tris-EDTA 缓冲液（10×TE，pH=7.6） | 500ml | 室温   |

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 用去离子水稀释到 1×后使用。

### 注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 注意无菌操作。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>