

标准蛋白质溶液（BSA，10mg/ml）

产品货号：T15308

产品规格：1ml/10ml

产品简介：

标准蛋白质溶液(BSA,10mg/ml)是用于BCA法蛋白定量试剂盒和Bradford法蛋白定量试剂盒的试剂，亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
标准蛋白质溶液（BSA，10mg/ml）	1ml	-20℃

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般应做多个稀释度，以便做出标准曲线。

注意事项：

1. 避免反复冻融，以免失效或效率下降。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：一年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>