

谷丙转氨酶（GPT）活性检测试剂盒（可见分光光度法）

产品货号：BA1111

产品规格：50管/24样

产品简介：

GPT (EC 2.6.1.2) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，催化氨基酸和酮酸转氨基反应，在氨基酸代谢中具有重要作用。此外，哺乳动物肝细胞GPT活性很高，当肝细胞坏死，GPT释放到血液中，血清GPT活性显著增高。因此，GPT被世界卫生组织推荐为肝功能损害最敏感的检测指标。

GPT催化丙氨酸和 α -酮戊二酸发生转氨基反应，生成丙酮酸和谷氨酸；加入2,4-二硝基苯肼溶液，不仅终止上述反应，而且与酮酸中的羰基加成，生成丙酮酸苯腙；苯腙在碱性条件下呈红棕色，可以在505nm读取吸光值并计算酶活力。

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

试验中所需的仪器和试剂：

可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体30mL×1瓶	2-8℃
试剂一	粉剂×2支	2-8℃
试剂二	液体8mL×1瓶	2-8℃
试剂三	液体80mL×1瓶	2-8℃
标准品	液体1mL×1支	2-8℃

溶液的配制：

1. 试剂一：同时提供两个8mL棕瓶；临用前取一支试剂一倒入一个空瓶中，用4mL蒸馏水溶解，再用溶液将试剂一残留试剂润洗下来；
2. 标准液：20 μ mol/mL丙酮酸钠溶液。

操作步骤 (仅供参考)：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1. 细胞或细菌样本的制备：先收集细胞或微生物样本到离心管内，弃上清，按照每 500 万细胞或细菌加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（功率 20%，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）。3500g，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
2. 组织：称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液进行冰浴匀浆。3500g，4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
3. 血清（浆）样本：直接检测。

二、测定步骤

1. 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 505nm，蒸馏水调零。
2. 标准曲线的稀释：首先将标准品用蒸馏水稀释至 2 μ mol/mL，按下表混合标准品和试剂一得到浓度梯度标准



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

管：

标准品 (μL)	试剂一 (μL)	标准管浓度 (μmol/mL)
90	30	1.5
60	60	1
45	75	0.8
36	84	0.6
24	96	0.4
12	108	0.2
6	114	0.1
3	117	0.05
0	120	0

3. 在 EP 管中加入下列试剂

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	标准管
待测样本	20	-	-
试剂一	100	100	-
标准液	-	-	120
混匀后, 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 反应 30min			
试剂二	100	100	100
待测样本	-	20	-
混匀后, 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 准确水浴 20min			
试剂三	1000	1000	1000
混匀, 室温放置 10min, 在 505nm 波长处, 测各管吸光度。			

注: 0μmol/mL 标准管为空白管。

三、GPT 活性计算

1. 标准曲线的绘制:

以各标准溶液浓度为 x 轴, 以 ΔA (A 标准管-A 空白管) 为 y 轴做标准曲线, 得到方程 $y=kx+b$ 。将 (A 测定管-A 对照管) 带入方程求 x 值 (μmol/mL)。

2. GPT 活性计算:

(1) 按样本质量计算:

单位定义: 每小时每 g 样本催化产生 1μmol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$GPT (U/g \text{ 质量}) = x \times (V \text{ 样本} + V \text{ 试剂一}) \div (W \times V \text{ 样本} \div V \text{ 样总}) \div T = 12x \div W$$

(2) 按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每小时每 mg 组织蛋白催化产生 1μmol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$GPT (U/mg \text{ prot}) = x \times (V \text{ 样本} + V \text{ 试剂一}) \div (Cpr \times V \text{ 样本}) \div T = 12x \div Cpr$$

(3) 按血清体积计算:

单位定义: 每小时每 mL 血清样本催化产生 1μmol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$GPT (U/mL) = x \times (V \text{ 样本} + V \text{ 试剂一}) \div V \text{ 样本} \div T = 12x$$

(4) 按细胞或细菌数量计算:

单位定义: 每小时每 10^4 个细胞或细菌催化产生 1μmol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$GPT (U/10^4 \text{ cell}) = x \times (V \text{ 样本} + V \text{ 试剂一}) \div (500 \times V \text{ 样本} \div V \text{ 样总}) \div T = 0.024x$$

V 样本: 样本体积, 0.02mL; V 试剂一: 试剂一体积, 0.1mL; V 样总: 提取液体积, 1mL; W: 样本质量, g; Cpr: 样本蛋白质, mg/mL; T: 反应时间, 0.5h; 500: 细胞或细菌总数, 500 万。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com