

## 脑脊液蛋白定性检测试剂盒（酚法）

产品货号：BA1652

产品规格：120T

### 产品简介：

脑脊液(Cerebro-Spinal Fluid, CSF)是存在于脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内的无色透明液体，由脑室中的脉络丛产生，与血浆和淋巴液的性质相似。正常成年人的脑脊液约100~150ml，弱碱性，不含红细胞。正常脑脊液具有一定的化学成分和压力，对维持颅压的相对稳定有重要作用，当中枢神经系统受损时，脑脊液的检测成为重要的辅助诊断手段。

脑脊液蛋白定性检测试剂盒(酚法)原理是脑脊液中球蛋白与苯酚结合，可形成不溶性蛋白盐而下沉，产生白色浑浊或沉淀，该检测法又称潘氏(Pandy)实验，多用于人或动物脑脊液的蛋白定性检查。本试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Pandy Reagent	250mL	室温，避光

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 取小试管，加入2~3ml Pandy Reagent。
2. 滴加脑脊液1~2滴(约0.05~0.1ml)，混匀，黑色背景下立即观察。

### 结果判断：

阴性	清晰透明，不显雾状
极弱阳性(±)	微呈白雾状，在黑色背景下才可见。
阳性(+)	灰白色云雾状
(2+)	白色浑浊
(3+)	白色浓絮状沉淀
(4+)	白色凝块

### 注意事项：

1. 样本收集后应立即送检，一般不应超过1h。
2. 正常时多为阴性或极弱阳性，有脑组织和脑脊髓疾患时呈阳性反应。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com