

乳酚油

产品货号: R23099

产品规格: 100ml

产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，适用于植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。

乳酸酚棉蓝染色液的特点是细胞不变形，具有杀菌功能，且不易干燥，能保持较长时间，是霉菌菌丝、孢子的形态学分类的重要依据。

该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

自备材料:

盖玻片、载玻片、显微镜。

操作步骤 (仅供参考) :

(一)植物材料:

1. 取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
2. 滴加乳酚油于植物材料上，使材料接触封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品:

参考贴组织切片进行操作。

注意事项:

1. 封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>