

硫酸镁溶液（1M）

产品货号：T16252

产品规格：500ml

产品简介：

硫酸镁(Magnesium sulphate)分子量为120.39，分子式为 $MgSO_4$ ，用途极为广泛，可用于医药、工业、饲料等领域。硫酸镁通常含有7个分子的结晶水，即 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 。硫酸镁溶液(1M)由硫酸镁、去离子水组成。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
硫酸镁溶液(1M)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>