

硫酸铁铵溶液（2%）

产品货号：T16253

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

硫酸铁铵 (Ammonium ferric sulfate) 又称铁铵矾、硫酸高铁铵，分子式一般为 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，分子量为482.18(12水)，可用于网状纤维染色等。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
硫酸铁铵溶液(2%)	100ml	室温
硫酸铁铵溶液(2%)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>