

磷酸三钠洗液（5%）

产品货号：T16279

产品规格：500ml

产品简介：

磷酸钠(Trisodium phosphate)又称磷酸三钠，化学式为 Na_3PO_4 ，水溶液呈强碱性。磷酸三钠洗液(5%)可洗涤油污，但所洗的仪器不适用于磷的检测。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
磷酸三钠洗液(5%)	500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 可浸泡24h或煮沸以便去除油污。

注意事项：

1. 该试剂呈强碱性。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>