

磷酸钾缓冲液（1M, pH=8.0）

产品货号：T16721

产品规格：500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

磷酸钾缓冲液（1M, pH=8.0）由磷酸氢二钾和磷酸二氢钾按不同比例混合而得，磷酸根浓度为1M，客户根据需要可选pH5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
磷酸钾缓冲(1M, pH=8.0)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考)：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>