

## PB磷酸盐缓冲液 (0.1M, pH=7.2-7.4)

产品货号: M20180

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 PB磷酸盐缓冲液(0.1M, pH7.2-7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐钾组成,不含氯化钠,不含钙离子和镁离子, pH值为7.2~7.4, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂浓度0.1M是指磷酸根的总浓度为0.1M, 可直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

### 产品组成

名称	规格	保存条件
PB磷酸盐缓冲液 (0.1M, pH=7.2-7.4)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用, 亦可稀释后至恰当浓度使用。

### 注意事项:

1. PS磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>