

生理盐水（1×NS，无菌）

产品货号：T16570

产品规格：500ml

产品简介：

生理盐水又称无菌生理盐水，英文为Stroke-Physiological Saline Solution(缩写是SPSS)，是指生理学或临床上常用的与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。一般情况下，两栖类动物其浓度为0.67~0.70%，哺乳类动物和人类其浓度为0.85~0.9%，平常人体注射用的氯化钠注射液浓度是0.9%。其渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液（不会降低和增加正常人体内钠离子浓度）以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞等。

生理盐水(1×NS，无菌)主要由氯化钠、去离子水组成，经高压灭菌，该试剂为1×工作液，直接使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
生理盐水(1×NS，无菌)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 无需配制，直接使用。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>