

PBS磷酸盐缓冲液（20×，pH=7.2-7.4）

产品货号：M20175

产品规格：500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 PBS 磷酸盐缓冲液(20×, 0.2M)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成，含少量氯化钠，不含钙离子和镁离子，主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。该试剂为20×浓缩液，应稀释为1×使用，稀释后pH值约为7.2~7.4。

产品组成

名称	规格	保存条件
PBS磷酸盐缓冲液（20×，pH=7.2-7.4）	500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 用去离子水或蒸馏水稀释为1×使用。

注意事项：

1. PBS磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子，不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低，有可能产生沉淀出现该情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果加热后仍无法溶解应弃用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>