

硼砂缓冲液（0.05M，pH=9.3-10.1）

产品货号：M20188

产品规格：500ml

产品简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 硼砂缓冲液(0.05M，pH=9.3-10.1)由硼砂(又称四硼酸钠)、氢氧化钠组成，硼酸根浓度为0.05M，客户根据可选pH9.3~10.1。

产品组成

名称	规格	保存条件
硼砂缓冲液（0.05M，pH=9.3-10.1）	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意密闭保存，避免挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>