

L-谷氨酰胺溶液（0.2M）

产品货号：T10172

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

谷氨酰胺(Glutamine, Gln)又称2-氨基-4-甲酰胺基丁酸，是谷氨酸的酰胺。L-谷氨酰胺是蛋白质合成中的编码氨基酸，哺乳动物非必需氨基酸，在体内可以由葡萄糖转变而来，分子量为161.15，可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂，用途极为广泛。L-谷氨酰胺溶液(0.2M)由L-谷氨酰胺、0.9%氯化钠组成，经过滤除菌处理。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
L-谷氨酰胺溶液(0.2M)	100ml	-20°C
L-谷氨酰胺溶液(0.2M)	500ml	-20°C

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意避免反复冻融，并且注意无菌操作。
2. 谷氨酰胺在溶液中不稳定，4°C下放置1周可分解50%，故应用前加入培养液。
3. 加有谷氨酰胺的培养液在4°C冰箱中储存2周以上时，应重新加入原来的谷氨酰胺。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com