

Tris缓冲盐溶液（10×TBS,pH=7.5）

产品货号：T15184

产品规格：500ml

产品简介：

Tris缓冲盐溶液简称TBS，属于常规pH缓冲液，常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液，是常用分子生物学试剂。Tris缓冲盐溶液主要成分为Tris-HCl(pH7.5)、氯化钠、防腐剂，不含Tween20。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tris缓冲盐溶液 (10×TBS,pH=7.5)	500ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考)：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般稀释至1×，再加入0.05~0.1% Tween20，即获得1×TBST进行下游实验。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>