

## Tris-甘油加样缓冲液 (2×)

产品货号: T15177

产品规格: 5ml/10ml

### 产品简介:

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料, 不含变性剂DTT、SDS的缓冲液。

尚宝生物 TTris-甘油加样缓冲液(2×)主要由Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成, 常用于非变性的PAGE电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。

### 产品组成:

| 试剂名称              | 规格       | 保存条件 |
|-------------------|----------|------|
| Tris-甘油加样缓冲液 (2×) | 5ml/10ml | 2-8℃ |

### 操作步骤 (仅供参考) :

- 按照每1  $\mu$ l 蛋白样品加入4  $\mu$ l Tris-甘油加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和Tris-甘油加样缓冲液(2×)
- 直接上样到PAGE电泳胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可。

### 注意事项:

- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>