

皂化液

产品货号：R23171

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

尚宝生物 皂化液主要由乙醇、强碱等组成。皂化属于化学修饰和阻断法的一种，其原理是利用含酒精的碱性溶液裂解耐酶唾液酸等中的O-乙酰基，O-乙酰基的去除及唾液酸侧链羟基的形成恢复了唾液酸对PAS的反应性。皂化技术也被用于逆转甲基化，即裂解甲基化过程中形成的甲基酯键，重新形成羧基。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
皂化液	100ml/500ml	室温

操作步骤 (仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作，一般室温处理30min。

注意事项：

1. 需要阳性对照片以便验证甲基化程序的有效性。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>