

Western blot一抗稀释液

产品货号: T15213

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

Western一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫印迹中的一抗的稀释和配制。使用尚宝生物Western一抗稀释液配制的一抗,可以在4℃保存6个月,并且可以反复多次使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Western blot一抗稀释液	50ml/100ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据一抗的使用说明,以及样品中目的蛋白含量,按照适当比例(例1:1000、1:500等比例)稀释一抗。
2. 直接用于Western孵育膜。一次Western结束后,可以回收稀释的一抗4℃保存,用于下次Western实验。

注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在 4℃条件下进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>