

枸橼酸钠抗凝剂（3.2%，无菌）

产品货号：T16494

产品规格：100ml

产品简介：

枸橼酸钠(sodium citrate)又称柠檬酸钠，能与血液中的钙离子结合形成螯合物，从而阻止血液凝固。一般是含有2个水的柠檬酸三钠，分子量为294.12，CAS号为68-04-2，用于血液抗凝时浓度多用109mmol/L(即3.2%)。枸橼酸钠抗凝剂(3.2%，无菌)经无菌处理，与血液的比例一般采用1:9(V:V)，适用于凝血象和红细胞沉降率测定。当魏氏法血沉测定时，抗凝剂(3.2%)与血液的比例采用1:4(V:V)。本试剂仅适用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
枸橼酸钠抗凝剂（3.2%，无菌）	100ml	4℃

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般情况下应10倍稀释后使用，即0.2ml的枸橼酸钠抗凝剂(3.2%，无菌)可抗凝1.8ml血液。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>