

## 复方氯化钠溶液（0.85%，无菌）

产品货号：T10309

产品规格：500ml

### 产品简介：

复方氯化钠溶液(0.85%)又称Ringer's液、林格氏液、复方氯化钠溶液，属于平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)的一种，BBS与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

复方氯化钠溶液(0.85%，无菌)主要由0.85%氯化钠、葡萄糖等组成，经高压灭菌处理，用于哺乳动物(或人)细胞离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。本试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
复方氯化钠溶液（0.85%，无菌）	500ml	4℃

### 操作步骤 (仅供参考)：

1. 根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

### 注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>