

抑肽酶溶液 (Aprotinin,2mg/ml)

产品货号: T15225

产品规格: 1ml/5ml

产品简介:

蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitor)是指与蛋白酶分子活性中心上的一些基团结合,使蛋白酶活力下降甚至消失但不使蛋白变性的物质。蛋白酶抑制剂有很多种,包括EDTA、E-64、NaVO₃、Bestatin、Leupetin、PepstatinA、Aprotinin等均可有效抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用。

抑肽酶溶液(Aprotinin,2mg/ml)主要由抑肽酶Aprotinin等组成,不含EDTA。该抑肽酶溶液是浓缩溶液,其工作浓度一般在1-10ug/ml适用于从哺乳动物组织细胞中提取蛋白质,能够更有效的获得目的蛋白质。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
抑肽酶溶液 (Aprotinin,2mg/ml)	1ml/5ml	-20℃,避光

操作方法:

1. 开盖前请低速离心一下,以便将黏附于管壁的液体甩至管底。
2. 使用时根据裂解液的用量加入抑肽酶溶液(Aprotinin,2mg/ml)使其工作浓度在1-10ug/ml,多用在3-5ug/ml。

注意事项:

1. 抑肽酶溶液(Aprotinin,2mg/ml)有轻微刺激性,小心操作,同时应避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>