

草酸钾-氟化钠抗凝剂

产品货号: T16224

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

草酸钾能与血液中的钙离子结合形成整合物,从而阻止血液凝固,草酸钾与氟化钠联合使用不仅可以抗凝而且能够抑制葡萄糖分解。

草酸钾-氟化钠抗凝剂特别适用于葡萄糖检测的血液抗凝。本试剂仅适用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
草酸钾-氟化钠抗凝剂	100ml/500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般情况下应20-30倍稀释后使用,即0.1ml的草酸钾-氟化钠抗凝剂可抗凝2-3ml血液。

注意事项:

1. 注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>