

乙酸钾缓冲液（0.1M，pH=3.6-5.6，无菌）

产品货号：T16628

产品规格：500ml

产品简介：

乙酸钾缓冲液(0.1M，pH=3.6-5.6，无菌)是乙酸与乙酸钾按照不同比例混合而得，其乙酸根浓度为0.1M，主要提供乙酸根，分析试剂，调节pH值。客户根据需要可选pH 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6，经高压灭菌处理。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
乙酸钾缓冲液（0.1M，pH=3.6-5.6，无菌）	500ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>