

乙酸钾溶液 (5M, pH=4.8)

产品货号: T16353

产品规格: 500ml

产品简介:

乙酸钾也称醋酸钾(KAc),是常规分子生物学试剂。KAc(5M, pH=4.8)主要由冰乙酸、KOH组成,乙酸根为 5M, 调pH4.8, 常用于DNA乙醇沉淀等。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
乙酸钾溶液 (5M, pH=4.8)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>