

复方谷氨酸钠溶液（2.5%）

产品货号：T10131

产品规格：500ml

产品介绍：

复方谷氨酸钠溶液(2.5%)属于平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)的一种，BBS与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

复方谷氨酸钠溶液(2.5%)主要由2.5%谷氨酸钠、葡萄糖等组成，用于哺乳动物(或人)细胞离体实验，肌体灌流、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。本试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
复方谷氨酸钠溶液（2.5%）	500ml	室温

操作步骤：

1. 根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

注意事项：

1. 由于复方谷氨酸钠溶液（2.5%）含大量葡萄糖，容易产生细菌污染，请小心操作。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>