

Walpole乙酸缓冲液 (0.01M, pH=3.373-6.777)

产品货号: T16343

产品规格: 500ml

产品介绍:

Walpole乙酸缓冲液(0.01M, pH3.373-6.777)是乙酸与乙酸钠按照不同比例混合而得, 其乙酸根浓度为 0.01M, 主要提供乙酸根, 分析试剂, 调节pH值。客户根据需要可选pH 3.373, 3.477, 3.523, 3.590, 3.647, 3.863, 4.11, 4.337, 4.717, 4.910, 5.077, 5.373, 5.713, 6.777。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Walpole乙酸缓冲液 (0.01M, pH=3.373-6.777)	500ml	室温

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>