

甘油溶液（100%）

产品货号：T16236

产品规格：100ml/500ml

产品介绍：

丙三醇又称甘油(Glycerol)，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭\有暖甜味，国家标准称为甘油，能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等，分子量为92.09，CAS号为56-81-5。丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分，当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中。因此，甘油三酯代谢的最终产物便是甘油和脂肪酸，可用作溶剂、润滑剂、药剂、甜味剂等。

甘油溶液(100%)为100%优质甘油，未经高压灭菌处理，常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------|-------------|------|
| 甘油溶液（100%） | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤：

1. 稀释至恰当浓度后使用。
2. 甘油溶液(100%)比较粘稠，在稀释时应先大量稀释至稀溶液，再行使用。不然有可能导致浓度有差异。

注意事项：

1. 避免细菌等污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>