

## 甘氨酸缓冲液 (0.05M, pH=2.2-3.6)

产品货号: T16232

产品规格: 100ml/500ml

### 产品介绍:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

甘氨酸缓冲液(0.05M, pH=2.2-3.6)由甘氨酸、去离子水组成, 经HCL调节pH值, 客户根据需要可选pH2.2-3.6之间的值。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
甘氨酸缓冲液 (0.05M, pH=2.2-3.6)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤:

1. 稀释至恰当浓度后使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>