

碳酸氢钠溶液（3.7%）

产品货号：T10223

产品规格：100ml/500ml

产品介绍：

碳酸氢钠(Sodium Bicarbonate)溶于水后呈弱碱性，其CAS号为144-55-8，分子量为84.01。尚宝生物碳酸氢钠溶液（3.7%）经无菌处理，多用于细胞培养过程中调节培养基pH值。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
碳酸氢钠溶液（3.7%）	100ml/500ml	2-8℃

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 碳酸氢钠溶液（3.7%）为无菌溶液，请注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>