

## 糊精水溶液（1%）

产品货号：R23063

产品规格：100ml/500ml

### 产品介绍：

淀粉在受到加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时，将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质即糊精。糊精的主要用途是作为胶粘剂，目的是降低淀粉的黏度，提高浆液的浸透性。糊精水溶液(1%)主要由糊精、去离子水组成，用于油红O染色液中，防止色素沉淀。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
糊精水溶液（1%）	100ml/500ml	室温

### 操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>