

Tris-蔗糖溶液（10%）

产品货号：T16339

产品规格：500ml

产品介绍：

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为C₄H₁₁NO₃，相对分子量为121.14，在25℃下pKa为8.1，Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间，用来作为各种缓冲液的基础成分，调节酸碱度。Tris-蔗糖溶液(10%)由Tris-HCl缓冲液(50mM,pH8.0)、10%的蔗糖组成，经过滤除菌。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
Tris-蔗糖溶液（10%）	500ml	室温

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>