

Tris缓冲盐溶液 (0.05M, pH=8.0)

产品货号: T16337

产品规格: 500ml

产品介绍:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为 $C_4H_{11}NO_3$,相对分子量为121.14,在 $25^{\circ}C$ 下 pK_a 为8.1,Tris缓冲液的有效缓冲范围在 $pH7.0\sim 9.2$ 之间,用来作为各种缓冲液的基础成分,调节酸碱度。氯化钠(Sodium chloride)俗称食盐,分子量为58.5,分子式为 $NaCl$,是多种科研试剂的基础成分,用途极为广泛。

Tris缓冲盐溶液(0.05M,pH8.0)由Tris-HCl缓冲液(0.05M,pH8.0)、1.5MNaCl组成,属于pH缓冲液,直接使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris缓冲盐溶液 (0.05M, pH=8.0)	500ml	室温

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>