

悬浮培养基(SM,2%，无菌)

产品货号：T10406

产品规格：500ml

产品简介：

悬浮培养基主要用于λ噬菌体原种的保存和稀释，是分子生物学常规试剂。尚宝生物 悬浮培养基(SM,2%)主要由氯化钠、Tris-HCl、明胶等组成，经15psi高压灭菌20min。

产品组成：

名称	规格	保存条件
悬浮培养基(SM,2%，无菌)	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 根据实验具体要求。

注意事项：

1. 注意无菌操作，尽量避免污染
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>