

穿刺培养基（无菌）

产品货号：T10405

产品规格：10×2ml/50×2ml

产品简介：

穿刺培养基属于保存培养基，主要用于细菌保存。尚宝生物 穿刺培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂等组成，独立包装，经15psi高压灭菌20min。

产品组成：

名称	规格	保存条件
穿刺培养基（无菌）	10×2ml/50×2ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求，接种菌种。

注意事项:

1. 注意无菌操作，尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>