

PBS磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.4)

产品货号: T16861

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.4)主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子, 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途, 该试剂为20×浓缩液, 应稀释为1×使用, 稀释后pH值为7.4。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
PBS 磷酸盐缓冲液(20×,pH=7.4)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考) :

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

1. PBS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀。但由于该溶液浓度相对较高或者放置温度过低, 有可能产生沉淀出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果加热后仍无法溶解应弃用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>