

蔗糖溶液(2M)

产品货号: T16376

产品规格: 500ml

产品简介:

蔗糖化学式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，分子量为343.3，CAS号为57-50-1，是光合作用的产物，可作为食品添加剂。

尚宝生物蔗糖溶液(2M)主要由蔗糖、去离子水组成，可用于组织脱水或其他用途，是一种非常重要的辅助试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|----------|-------|------|
| 蔗糖溶液(2M) | 500ml | 4°C |

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 密闭保存，注意避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 4个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>