

Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH7.4)

产品简介：

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。Tris 缓冲盐溶液主要成分为 Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、防腐剂, 不含 Tween 20。

产品组成：

Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH7.4) 500ml 4°C

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×, 再加入 0.05 ~ 0.1% Tween 20, 即获得 1×TBST 进行下游实验。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6 个月有效。