

TE缓冲液（1×，低EDTA，pH=8.0）

产品货号：T16971

产品规格：500ml

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
TE缓冲液（1×，低EDTA，pH=8.0）	500ml	室温

使用方法：

TE缓冲液是分子生物学中最常用的缓冲溶液。“TE”是由Tris（常用pH缓冲液）和EDTA（螯合阳离子的分子）构成。TE（Tris EDTA）缓冲液可溶解引物，同时保护其免受降解。

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>